

Optimus Shiatsu Massage

I pakken medfølger:

- 1 Optimus Shiatsu massage pude
- 1 Strømkabel
- 1 Strømkabel til 12V – evt. til bilens cigarettænder
- 1 Beskyttelses-klæde med velcro - til at sætte rundt om massagepuden, hvis man ønsker det. Kan vaskes i vaskemaskine.

Bemærk:

Har man købt Optimus Shiatsu Massage med AKKU (indbygget batteri): Første gang puden sættes til strøm – lad da puden blive ladet op i 5-6 timer. Dette sikrer længere levetid og bedre funktion af batteriet.

Brugsanvisning

4 knapper (forklaret i urets retning)



Tænd/sluk ved et kort tryk på denne knap. Har man købt Optimus Shiatsu Massage med AKKU (indbygget genopladeligt batteri): Hold da knappen nede 3-4 sekunder - så starter massagen. Dette er en sikkerhedsfunktion så massagepuden ikke aflades ved et evt. kort tryk på knappen.



Massage retning kan vendes efter behov ved tryk på knappen (puden kører et massageprogram på 15 min - i løbet af dette program vendes massage retningen også automatisk. ønsker man en bestemt retning kan man vælge på knappen)



Infrarød varme til og fra. Når varmen er sat til lyser puden orange. Når der ikke er lys i puden er der intet infrarød varme sat til.



Her kan man justere massage hastigheden. Der er 2 hastigheder - man skal føle efter for at mærke det da det kan være svært at se med det blotte øje.

Hvilken knap man trykker på og i hvilken rækkefølge betyder intet - man kan intet gøre forkert.

Føler man ubehag eller bliver dårlig ved brug af massagepuden, da stop omgående behandlingen.

Har man sygdomme som gør at man er i tvivl om man må benytte massagepuden, da rådfør altid med egen læge før brug.